

超純水システムPR-FP-*e*シリーズ ピュアリーックサポート

サービス内容

- ・消耗品 1年分
- ・定期点検 1回 / 年
- ・機械保証 1年(修理部品、修理作業)



- 標準の消耗品がセットになっているため、手配忘れ等の心配がなく、費用管理も簡単です。消耗品を単品購入するよりも安くお求めいただけます。
- 年に1回の装置点検を実施することで未然に故障を防止し、装置の安定稼働をサポートします。点検時にご要望に応じて、消耗品の交換作業も承ります。
- 購入後1年間、突発的な故障や修理を無償対応いたします。急な予算確保の心配もありません。

お客様の メリット



点検と一緒に消耗品交換作業をお願いできるので助かっています。

メンテナンス費用を事前に把握できるので予定外の出費に困ることが無く安心です。



業務上、超純水の供給を止めることができないので、万が一の事態に備えています。



消耗品交換警報が鳴るたびにカートリッジを個別注文していた手間が無くなります。



項目

内容

1年分の消耗品がまとまったセットです。定期点検に合わせて交換作業も実施します。

[セット内容] 単品購入よりも8%お得!

消耗品セット(1年分)

- | | | | | |
|-------------|------|----------|----------------|------|
| ●活性炭カートリッジ | ×2式 | | ●ROカートリッジ | ×1式 |
| ●IERカートリッジ | ×必要量 | ※上限10式/年 | ●超純水DIカートリッジ①② | ×各1式 |
| ●UV酸化ランプ | ×1式 | ※該当機種のみ | ●MFまたはUF | ×1式 |
| ●TOC計用UVランプ | ×1式 | ※該当機種のみ | ●エアイベントフィルタ | ×1式 |
| ●ROポンプ | ×1式 | | ●循環ポンプ | ×1式 |

※酸化UVランプ、ROポンプ、循環ポンプは隔年でのご提供となります。
※一般的な水道水を給水し、純水・超純水の使用量60L/日(250日/年)を想定したセット品です。
※上記セット数量以上の消耗品が必要な場合は別途ご購入願います。

定期点検(1回/年)

年1回訪問の上、装置点検を行います。運転データ、運転動作を確認し、報告書を提出します。

機械保証(1年)


装置故障時に必要な修理部品と修理作業費が含まれます。

■ **価格** ※新規納入試運転日から5年未満の装置を対象とした価格です。


対象機種	標準価格/年
ピューリックサポート (PR-FP-0120α-UT1)	770,000円 (税込: 847,000円)
ピューリックサポート (PR-FP-0120α-MT1)	685,000円 (税込: 753,500円)
ピューリックサポート (PR-FP-0120α-M01)	595,000円 (税込: 654,500円)

■ **IoT遠隔監視システム オルトピアDW(オプション)**

装置を24時間リアルタイムで監視し、運転状況の見える化を行います。



— 閉域接続
— インターネット回線




クラウドサーバー
(オルガノ専用)



オルガノ・販売代理店
営業担当者・技術担当者

- 運転履歴の管理
- 警報発生時のメール通知
- 運転Dataの月報提出




お客様
使用者・装置管理者
(PC/タブレット/スマートフォン)

品目名	標準価格
オルトピアDW導入セット(αシリーズ用) *初年度のみ	168,000円 (税込: 184,800円)
オルトピアDW(小型機器) 年間パック	156,000円/年 (税込: 171,600円)

【注記】

- ※装置の設置状況、原水水质や使用状況が装置仕様範囲外の場合は、本サービスの対象外となります。
- ※事前に設置場所の原水水质分析が必要となります。
- ※下記の場合は個別に対応させていただきますので営業担当者までお問い合わせください。
 - ◇超純水装置FP-0120αの循環設定を「常時循環」でご利用頂く場合。
 - ◇純水、超純水の使用量が1日60L(250日/年)以上の場合。
 - ◇前処理フィルタや採水口フィルタ等、オプション消耗品もサービスに含みたい場合。
 - ◇新規納入試運転日より5年以上経過している場合。

※価格は2023年4月現在のものです。
※本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。
※ピューリック、、オルトピアはオルガノ株式会社の登録商標または商標です。

オルガノ株式会社

機能商品事業部
〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8
Tel:03-5635-5191
<https://www.organo.co.jp/products/>

 **問い合わせ**

資料請求
見積依頼
その他ご相談



 **お客様の声**

ユーザーボイス
製品口コミ



 **Youtube**

製品紹介ムービー
プロモーション動画

