

既設純水・超純水装置 お得に更新キャンペーン!!

※キャンペーンの適用条件については裏面の注意事項をご覧ください。

キャンペーン期間 2025年3月31日のお引渡し完了分まで

対象 純水・超純水装置をお使いのすべてのお客様

今すぐ
お問い合わせを!

SPECIAL 01

ご使用中の純水・超純水装置から
オルガノeシリーズへの更新で、
装置本体価格を

40%OFF!!

にてご提供!!

SPECIAL 02

初期1年間分
の消耗品
(最大 ¥164,900分)
がついてくる!!

さらにもれなく

国産メーカーとして、装置導入後も充実のあんしん材料をご用意! 詳しくは裏面へ!

40%OFF 装置本体価格例

水道水直結型 超純水装置! タンク内蔵で省スペース◎

超純水装置 UP-e

水道水 → 超純水

標準価格 ¥1,567,900
(税込¥1,724,690)

今だけ!! >>> **¥940,000**
(税込¥1,034,000)

※UP-0090a-TM1_DS-a-001の場合

A4グレードの水を安定供給!

高純水装置 PR-e

水道水 → 純水

標準価格 ¥1,546,000
(税込¥1,700,600)

今だけ!! >>> **¥926,000**
(税込¥1,018,600)

※PR-0015a-X01、TK-0020a-001、OM-a-001の場合

多彩な用途に対応可能な当社売れ筋No.1モデル! 純水、超純水どちらも使う方におすすめ

純水・超純水装置 PR-FP-e

水道水 → 純水 → 超純水

標準価格 ¥2,305,300 (税込¥2,535,830)

今だけ!! >>> **¥1,381,000**
(税込¥1,519,100)

※PR-FP-0120a-M01セット、TK-0020a-001、DS-a-001の場合(画像中の純水ディスペンサーはオプション、表記価格に含まれません)



応募
方法

お近くの理化学機器販売店へお声かけいただくか、または
直接弊社HPのお問い合わせフォームにアクセスのうえ
要望事項の「期間限定特典 申込み」に をして
お問い合わせください。

お問い合せ
フォームは
こちら



装置導入後のあんしん材料

オルガノならではの!!

業界最長の3年保証

国産品質!
自信があるからこそ



国内工場にて製造

低ランニングコスト

運用コスト診断
実施可能




既設 運用コストとの差を可視化

※グラフはイメージです。

充実のアフターサービス体制

メーカー拠点
全国に7支店・22営業所



他サービス協力会社 多数

業界最長の3年保証とは…

品質に自信のある本製品をお客様により安心してご購入・ご利用頂くために、**el**シリーズの機械保証期間を1年から3年に延長しました。保証期間内において、明らかに当社の責任と認められる故障・不具合の発生に対してすみやかに必要な措置を講じます。

キャンペーン対象製品 ~elシリーズ 機種一覧~

	純水装置	超純水装置	
機種	ピュアライトPR-el	ピューリックFP-el	ピューリックUP-el
目的・用途例	<ul style="list-style-type: none"> ●各種洗浄用・試験用水 ●蒸留器の代替 	<ul style="list-style-type: none"> ●ICP-MS等、微量金属分析用水 ●LC-MS等、有機物分析用水 ●バイオ実験用水 (UF搭載モデル) 	
処理水質*1	電気伝導率：<math><0.2\mu\text{S}/\text{cm}</math> TOC：<math><50\text{ppb}</math> 【A4準拠】	比抵抗：18.2MΩ・cm TOC：1~3ppb	比抵抗：18.2MΩ・cm TOC：1~3ppb
精製方式	活性炭 RO UV*2 イオン交換	UV*2 イオン交換 MF/UF	活性炭 RO UV*2 イオン交換 MF/UF
使用水量目安	~100L	20L~100L	~20L

*1 供給水の水质により変動することがあります。保証値ではありません。
*2 UVはオプションまたは一部機種のみ。
*3 タンクは別途、20L、30L、60L、100Lから選択可能。

キャンペーン内容について

- 既設純水装置、超純水装置の更新をご検討中のお客様のみが対象となります。既設装置のメーカーは当社、他社を問いませんが、当社装置をお使いのお客様に関しては、諸条件(複数台購入もしくはレビュー取材にご協力頂く)がございます。
- チラシに掲載している対象装置は一例です。お問い合わせ後に、最適な装置と特別価格をご案内します。
- 前処理装置、特典範囲外の消耗品や据付/試運転等の現地作業や既設装置の撤去などは、特別価格の対象外です。
- 特典2における「1年分の消耗品」とは、弊社想定使用条件の下でご利用の際、1年以内に交換が必要な消耗品と定義しています。ご使用条件によっては一部特典対象外の消耗品交換が必要となる可能性がございますので、詳細は弊社までお問い合わせください。
- 本キャンペーンは日本国内のお客様向けの限定企画です。
- ご購入が決まった段階で、キャンペーンご利用確認書にご署名頂きます。個人情報は本キャンペーン及び関連する製品サービスの情報ご提供以外の目的では使用致しません。個人情報に関する弊社方針につきましては<https://www.organo.co.jp/privacypolicy/>をご覧ください。
- 本資料に記載された内容は予告なしに変更する事がありますのでご了承願います。
- 本文のうちピュアライト、ピューリック、**el**はオルガノの登録商標もしくは商標です。

お問合せは お近くの理化学機器販売店 または

オルガノ株式会社

機能商品事業部 機器商品部

〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8

Tel:03-5635-5191 Fax:03-3699-7220

お申込みは
こちら!



LAB SALON
by ORGANO CORPORATION



URL:<https://puric.organo.co.jp/contact/>